



Variation des Massages

- Tracé de massage circulaire
- Tracé de massage elliptique
- Tracé de massage Léger
- Tracé de massage parallèle
- Tracé de massage linéaire
- Tracé de massage ponctiforme
- Tracé de massage drainage
- Tracé de massage pulsation
- Tracé de massage sectionnel
- Tracé de massage para vertébral
- Tracé de massage en sens contraire
- Tracé de massage en mode dorsal, latéral et ventral
- Combinaisons des tracés

- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI

Exclusivités & Avantages de My-jet®

- Écran tactile avec intégration windows
- **70 massages enregistrés**
- Software sous **interface Windows** (programmation et personnalisation des massages sur mesure et sauvegarde sur carte à puce)
- Sauvegarde sur fichier de chaque personnalisation de **massages sur mesure**
- Puissance et contrôle de chaque Jet réglable de façon **autonome et indépendante**
- **Personnalisation** de la zone de largeur des jets en mode Small, Médium et Large
- **7,4 bars** de pression par jet
- **Évolution permanente du logiciel** sans changer d'appareil
- Durée maximale d'une séance : **60 mn**
- **Télé assistance** et maintenance de l'appareil à distance via ordinateur
- **Contrôle et diagnostic à distance** de l'appareil
- **Refroidissement autonome** de l'appareil sans raccordement à l'eau

Technologie

- Nombre de pompes
- Mouvements de contrôles des jets
- Chaque jet contrôlé par une seule pompe
- Possibilité de définir une pression différente par jet
- Déplacement par chariot
- Régulation de la température d'eau
- Systèmes de refroidissement
- Appareil multi-langues
- Réglage de la vitesse de déplacement du chariot
- Possibilité d'inhiber un jet pour travailler sur un seul coté du corps
- Logiciel de diagnostic & maintenance **intégré**

- 2
- 2
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- 2
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI
- OUI

Normes

- TEC Directive 73/23CEE
- EC Directive EN 60601-1-2-2001
- EC Directive 93/42/EWG
- EN ISO 1099365/1999
- EN 60601-11990 = A1/1993 = A2/2013
- EN 60601-2-38/A1 : 2000
- Certificat Normes CEE
- Norme TÜV

Personnalisation de l'action thérapeutique

- Programmation par tronçons : haut du corps, bas du corps, secteur, corps entier
- Panachage et multiplicité des types de tracés des jets en 1 séance et/ou 1 programme
- Panachage et multiplicité des des zones de traitements en 1 séance et/ou 1 programme
- Programmation de chaque zone de traitement au centimètre près
- Juxtaposition des zones de massages
- Définition de la largeur des jets en fonction de la morphologie (S, M, XL)
- Réglage de la vitesse de déplacement des jets d'eau / latéral
- Réglage de la vitesse de déplacement des jets d'eau / longitudinal
- Échelle graduée en centimètre pour la personnalisation du soin
- Longueur de la zone de massage du crâne aux chevilles

Caractéristiques

- Dimensions appareil : 2 120 x 1 030 x 520 mm
- Poids à vide : 189 Kg
- Capacité de remplissage d'eau : 330 litres environ
- Puissance électrique : 2 900 watt
- Raccordement / Protection : 220 - 240 V / IN - 16 A
- Pression : 0,4 - 7,4 bars par jet
- Température d'eau : 20 - 40°
- Poids maximum d'une personne allongée : 210 Kg
- Surface au sol : 2,20 m2
- Surface utile : 1 950 x 820 mm

Options

- My-jet® Cooler (Systeme de refroidissement autonome sans raccordement à l'eau)
- Personnalisation habillage : couleur illimitée
- Personnalisation totale de My-jet® sur mesure
- Software Pro
- Lendex Cushion
- Rampe de LED bleu



T. +33 (0)563 818 078 - contact@my-jet.fr - www.my-jet.fr
Z.A les Mortiers - 9, rue Cauterelle - 31 380 GARIDECH - FRANCE